

## Doppelt praktisch – doppelt überzeugend

DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen im Duo-Pack.

### Das grüne Rezept – perfekt für Praxis und Patienten.

Ihre Patienten erhalten von Ihnen vor der Behandlung ein grünes Rezept. Damit besorgen sie sich ein Duo-Pack DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen direkt in der Apotheke und bringen sie zu ihrem Behandlungs-termin mit. So ersparen Sie Ihren Patienten Nadelstiche und lang anhaltendes Taubheitsgefühl – und Ihrer Praxis Mehrkosten und Zusatzaufwand.

### Schnell, gezielt und zuverlässig.

Die Vorteile für Ihre Praxis: eine deutlich höhere Compliance bei Recall-Terminen und eine injektionsfreie Lokal-anästhesie, die an die Assistenz delegiert werden kann.



## Unser Praxis-Tipp:

2 Ampullen – ein grünes Rezept.

Das grüne Rezept erhalten Sie jederzeit kostenlos unter: [service.center@kreussler.com](mailto:service.center@kreussler.com)

Name, Vorname des Versicherten		Geburtsdatum		Apotheken-Nummer, UK	
geb. am		geb. am		Geburtsort	
Krankenkasse		Krankenkasse		Krankenkasse	
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)		Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)		Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)	
□ DYNEXAN MUNDGEL®, Zylinderampullen 2 x 1,7g		PZN 11559816			
Dieses Rezept können Sie gratis zur Erstattung bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse einreichen.		Unterschrift des Arztes			
Sie können diese Arzneimittelausgabe bei Ihrer Steuererklärung im Rahmen Ihrer persönlichen Belastungsgrenzen als außergewöhnliche Belastung geltend machen.					

## Schnell, gezielt und zuverlässig

DYNEXAN MUNDGEL® stoppt den Schmerz!

### Fazit

„Mit dieser innovativen Betäubungstechnik kann auf eine Infiltrations- oder Leitungsanästhesie verzichtet werden. Selbst akut entzündete Taschen lassen sich mit DYNEXAN MUNDGEL® sicher anästhesieren. Diese schmerzarme Anästhesiemethode wird von meinen Patienten bevorzugt.“

Dr. Wolfgang Stoltenberg, 2014



### Für die häusliche Nachsorge bei posttherapeutischen Schmerzen und zur Empfehlung bei:

DYNEXAN MUNDGEL®  
Tube mit 10 g und 30 g



Entzündungen



Aphthen



Druckstellen



Verletzungen

**DYNEXAN MUNDGEL®. Zusammensetzung:** 1 g Gel enthält: Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid 1H<sub>2</sub>O 20 mg; weitere Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Bitterfenchelöl, Glycerol, Guaralkotomannan, Minzöl, dickflüssiges Paraffin, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Sternanisöl, Thymol, Titandioxid, weißes Vaselin, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen. **Gegenanzeigen:** absolut: Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen von Dynexan Mundgel oder gegen andere Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ. Relativ: Patienten mit schweren Störungen des Reizbildungs- und Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz und schweren Nieren- oder Lebererkrankungen. **Nebenwirkungen:** sehr selten (< 0,01 % einschließlich Einzelfälle): lokale allergische und nicht allergische Reaktionen (z. B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Jucken, Urtikaria, Kontaktdermatitis, Exantheme, Schmerzen), Geschmacksveränderungen, Gefühlosigkeit, anaphylaktische Reaktionen und Schockreaktionen mit begleitender Symptomatik. Stand: Juli 2015. Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D - 65203 Wiesbaden

Impressum  
Herausgeber und Copyright:  
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingaustraße 87–93, 65203 Wiesbaden  
Tel.: 0611 9271-0  
Fax: 0611 9271-111  
[www.kreussler-pharma.de](http://www.kreussler-pharma.de)



7922069/02/17



## DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen

Prä-, peri- und postoperativ

Die Alternative zur Injektionsanästhesie



## Ihr Partner in der Mundgesundheit

Qualität made in Germany



Falls Sie weitere Informationsunterlagen zum Einsatz von DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen benötigen, fordern Sie diese kostenlos unter [service.center@kreussler.com](mailto:service.center@kreussler.com) an.

[www.kreussler-pharma.de](http://www.kreussler-pharma.de)

## Prä-, peri- und posttherapeutische Lokalanästhesie



Für die gezielte und komfortable Anästhesie in der Parodontaltasche begleitend zur Parodontalbehandlung, Taschensondierung und Professionellen Zahnreinigung

Die klassische Lokalanästhesie per Injektion stellt einen bewährten Standard dar, doch befindet sich im Bereich der Anästhesie vieles im Fluss. So gibt es eine alternative Anästhesieform ohne Nadelstiche auch für die geschlossene PA-Therapie und PZR.



PA-Therapie

### DYNEXAN MUNDGEL®

Für die Praxis: 4 x 1,7 g Zylinderampullen




### Die Vorteile liegen auf der Hand

- verbesserte Compliance bei notwendigen Recall-Terminen
- für Patienten mit Trypanophobie
- anästhesierende Wirkung innerhalb von einer Minute bis zu etwa einer Stunde
- keine anhaltende Anästhesie der Zunge oder Lippe nach der Behandlung
- Delegation der Applikation möglich
- gute Sichtbarkeit bei der Applikation
- gute Haftung

## DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen


Applikationsanleitung

Das Aufbringen von Medikamenten (BEMA 107, GOZ 4020) und das Einbringen in die Zahnfleischtasche (GOZ 4025) sind an die Assistenz delegierbar.



### Einfachapplikation Taschentiefe ≤ 6 mm

Die stumpfe Applikationskanüle mit 0,6 bis 0,8 mm Durchmesser wird bis zum Taschenboden eingeführt. Unter ständiger Abgabe geringer Mengen Gel, kontrollierbar durch das Heraustreten am Rand, wird die Kanüle durch den gesamten Sulcus geführt.



### Zweifachapplikation Taschentiefe ≥ 6 mm

Bei sehr tiefen Taschen kann schon die Applikation als unangenehm empfunden werden und die Anästhesiewirkung nicht ausreichend sein. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gel in zwei Phasen zu applizieren: In der ersten Phase wird das Gel in ca. 4 mm Tiefe und in der zweiten Phase bis zum Taschenboden appliziert.

Eine ausreichende Anästhesiewirkung tritt innerhalb von 60 Sekunden ein. Nach der vollständigen Applikation in einem Quadranten kann bereits am zuerst anästhesierten Zahn mit der Behandlung begonnen werden. Überschüssiges Material wird während der Behandlung automatisch entfernt. Die Anästhesiedauer ist ausreichend für die Behandlung eines Quadranten.

### Dosierung


Eine Zylinderampulle enthält 1,7 g Gel, das entspricht 34 mg Lidocain. Eine Gesamttagesdosis von 40 mg Lidocain sollte nicht überschritten werden.

## In der systematischen PA-Therapie

Fallbeispiel Elke G., 46 Jahre


### Radiologischer Befund

Ausgangssituation: reduziertes Restgebiss mit deutlichem Knochenabbau.




### PI / SBI

Die initialen Indizes dokumentieren eine unzureichende Mundhygiene mit resultierender Blutungsneigung. Nach Abschluss der Vorbehandlungsmaßnahmen (u. a. PZR und Full-Mouth-Desinfektion) waren die Werte deutlich verbessert.



### Parodontalstatus

Der aufgenommene PA-Status legt einen tiefen Knochenabbau dar. Da keine akuten Entzündungserscheinungen mehr vorhanden waren, wurde primär eine geschlossene PA-Therapie geplant. Die Anästhesie wurde ausschließlich mit DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen durchgeführt.



## DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen

Abrechnung

### Berechnung als Verlangensleistung

Durch die Verwendung von DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen bieten Sie dem Patienten neben einer geringeren Medikamentenbelastung deutlich mehr Komfort: kein Einstichschmerz und kein lang andauerndes Taubheitsgefühl. Da dem Patienten die Lokalanästhesie per Injektion als herkömmliche und erstattungsfähige Lege-artis-Leistung erstattet wird, kann die Verwendung eines Betäubungsgels als Verlangensleistung nach GOZ § 2 Abs. 3 vor der Behandlung schriftlich vereinbart werden.

Die Information, dass die Kosten nicht erstattet werden, sollte zwingend erfolgen.

### Vereinbarung der Vergütungshöhe

Eine Vereinbarung gemäß GOZ §2 Abs. 1 und 2 hat den Vorteil, dass Sie den Gesamtaufwand der Parodontitisbehandlung betriebswirtschaftlich angemessen berücksichtigen können. Da keine Anästhesie nach den GOZ-Nrn. 0090 und 0100 durchgeführt wird, werden diese in der Vereinbarung nicht aufgeführt. Dabei ist es sinnvoll, die gesamte Behandlung und nicht nur die Leistungen, die oberhalb des 3,5-fachen Satzes angesetzt werden, zu vereinbaren.

Wählen Sie den Steigerungsfaktor nicht aufgrund der Bemessungskriterien (§5 Abs. 2), sondern aus anderen, z. B. betriebswirtschaftlichen Gründen, so muss die Faktorsteigerung, auch zwischen dem 2,3- bis 3,5-fachen Satz, nicht begründet werden!

So könnte eine Abrechnung der Lokalanästhesie mit DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen im Zusammenhang mit einer systematischen PA-Therapie an einem vollständig bezahnten Oberkiefer (ohne 8er) aussehen:\*

Behandlungsdatum	Zahn	Leistungsbeschreibung/Auslagen	BEMA	GOZ-Nr.	Faktor
2.5.		Beratung	Ä1	Ä1	
		symptombezogene Untersuchung		Ä5	
		PA-Status	4	4000	
		Röntgenstatus (10 Bilder)	Stat	10 x Ä5000	
3.6.		Beratung		Ä1	
		symptombezogene Untersuchung		Ä5	
	17-27	intraorale Oberflächenanästhesie		2 x 0080	3,5
	15-25	geschlossene Kürettage	8 x P200	10 x 4070	3,5
	14, 24	geschlossene Kürettage	2 x P201		
	16, 17, 26, 27	geschlossene Kürettage	4 x P201	4 x 4075	3,5

**@ Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zum Abrechnungsbeispiel?**  
Ihr Ansprechpartner in Abrechnungsfragen ist Dr. med. dent. Wolfgang Stoltenberg:  
E-Mail dr.w.stoltenberg@t-online.de

\*Angaben ohne Gewähr – keine Haftung für Richtigkeit